

CHAPTER 15

ロボット ピペットチップ



弊社は、自動化ワークステーション向けに多様なチップを提供しています、たとえば、Tecan、Hamilton、Beckman等に対応。

弊社のすべて無菌チップは、最高品質の原料で製造され、以下の認証を取得：

- Rnaseフリー
- Dnaseフリー
- DNAフリー
- 発熱物質(エンドトキシン)フリー
- ATPフリー

非滅菌チップにおいても同様に高品質原料を使用し、RNase/DNase/発熱物質フリー等の認証を保持。

自動化ワークステーション用チップは、標準的手動操作チップよりも高度な精度が要求されるため、高圧滅菌処理で生じる微妙な変形リスクを避け、最初から滅菌済み製品のご購入を強く推奨します。

