

### 遠心チューブ

**【製品特長】**

- ・高純度品質：RNase / DNase / DNA / パイロジェンフリー / ATPフリー保証。
- ・高耐遠心力：最大 15,000×g 対応。
- ・優れた耐熱・耐寒性：-80℃～121℃（オートクレーブ対応）。
- ・完全密封：液漏れを防ぐリークプルーフ設計。
- ・高視認性目盛：くっきり見やすい高精度印字。




50%OFF

製品番号	容量	包装種類	包装	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
CT15B-L	15ml	バルク	25本×20袋	¥17,000	¥8,500	¥17.0
CT50B-L	50ml	バルク	25本×20袋	¥22,000	¥11,000	¥22.0

### 滅菌ピペット

**【製品特長】**

- ・6種の容量ラインナップ、すべて校正精度±2%を保証。
- ・全製品に液体吸引防止用のコottonプラグを標準装備。
- ・順目盛・逆目盛（マイナス目盛付き）を採用。
- ・RNase / DNase / ヒトDNA / パイロジェンフリー / ATPフリー。
- ・高い分注精度とスムーズな液切れ性を両立。



29% ~ 34%OFF

製品番号	容量	包装種類	包装	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
SPTS01	1ml	個装	50本/袋×20袋	¥27,600	¥18,500	¥18.5
SPTS02	2ml	個装	50本/袋×20袋	¥29,600	¥19,500	¥19.5
SPTS05	5ml	個装	50本/袋×10袋	¥19,800	¥14,000	¥28.0
SPTS10	10ml	個装	50本/袋×10袋	¥22,750	¥16,000	¥32.0
SPTS25	25ml	個装	25本/袋×10袋	¥18,900	¥13,000	¥52.0
SPTS50	50ml	個装	25本/袋×8袋	¥33,320	¥22,000	¥110.0

キャンペーン期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）