

細胞培養フラスコ



【製品特長】

- ・優れた細胞接着性：高品質PS素材＋表面処理済み。
- ・人間工学デザイン：広口と最適ネック角度で操作性抜群。
- ・インク汚染リスクゼロ：モールド成形目盛りで剥離・汚染なし。
- ・高い視認性：高透明・平坦・傾斜側壁で顕微鏡観察に最適。
- ・省スペース設計：コンパクトでインキュベーター内スペースを有効活用。

30%OFF

製品番号	培養面積	TC	包装	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
CL-FT025V	25cm ²	○	10個/袋×20袋	¥ 31,800	¥ 22,260	¥ 111.3
CL-FT075V	75cm ²	○	5個/袋×20袋	¥ 32,800	¥ 22,960	¥ 229.6
CL-FT175V	175cm ²	○	5個/袋×6袋	¥ 19,800	¥ 13,860	¥ 462.0
CL-FT225V	225cm ²	○	5個/袋×5袋	¥ 22,000	¥ 15,400	¥ 616.0

細胞培養プレート



【製品特長】

- ・優れた細胞接着性：細胞接着用表面処理済み（高品質ポリスチレン製）。
- ・コンタミ・蒸発防止：ウェル縁リブ構造と低蒸発設計。
- ・位置識別が容易：グリッド付きでウェルが一目瞭然。
- ・確実なグリップ性：手袋装着時も滑りにくい側面ローレット加工。
- ・効率的なガス交換：均一な培養環境を実現する通気構造。

20%OFF

製品番号	ウェル	TC	包装	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)	キャンペーン 単価 (税抜)
CL-PT006	6	○	100枚	¥ 26,900	¥ 21,520	¥ 215.2
CL-PT012	12	○	100枚	¥ 28,900	¥ 23,120	¥ 231.2
CL-PT024	24	○	100枚	¥ 28,900	¥ 23,120	¥ 231.2
CL-PT048	48	○	100枚	¥ 28,900	¥ 23,120	¥ 231.2
CL-PT096	96	○	100枚	¥ 35,900	¥ 28,720	¥ 287.2

キャンペーン期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）